

DermaGene® RadiantLift 7in1

Biztonságos használat – szakmai összefoglaló

A DermaGene® RadiantLift 7in1 elektrokozmetikai eszköz, amelyet otthoni használatra terveztek. A biztonságos és felelős alkalmazás érdekében fontos, hogy bizonyos egészségügyi állapotok fennállása esetén a készülék használata nem javasolt. Az alábbi összefoglaló célja a tájékoztatás és a tudatos döntés támogatása.

Mikor nem ajánlott a készülék használata?

- anyajegyen, szemölcsön, beteg vagy gyulladt bőrfelületen (ekcéma, pikkelysömör, herpesz, aktív gyulladt akne)
- friss tetováláson
- fémallergia esetén
- visszér vagy rosacea jelenlétekor (enyhe rosacea esetén kizárólag EMS, Tisztítás és Hűtés funkció alkalmazható)
- súlyos diabétesz
- epilepszia
- daganatos megbetegedés
- szisztémás vagy krónikus betegség
- szívpanasz, pacemaker
- trombózis
- kezeletlen alacsony vagy magas vérnyomás
- súlyos belgyógyászati betegség
- Roaccutan, Sotret, szteroid, vérhígító vagy szívritmus szabályozó gyógyszer szedése alatt
- keloidos hegen vagy keloidos hegesedési hajlam esetén
- implantátum vagy fém jelenléte a kezelendő területen
- terhesség vagy szoptatás ideje alatt
- hiperérzékeny bőr esetén

Mikor nem alkalmazható a készülék?

- leégett vagy égési sérült bőrfelületen
- ekcémás, gyulladt vagy sérült bőrön
- nyílt seb, fertőzött bőrfelület esetén
- aktív bőrbetegség fennállásakor
- túlzott vérzékenység vagy véralvadási zavar esetén
- lázas vagy akut fertőző betegség idején

Fontos szakmai megjegyzések

Az RF hőhatása csökkentheti a töltőanyagok és botox tartósságát, ezért a rádiófrekvenciás funkció használata nem javasolt:

- hialuronsavas töltést követően 6 hóna
- pig
- botox kezelést követően 2 hónapig
- arcplasztikai műtét után 1 évig **RF használat közben**
- a kezelőfejet tilos egy ponton tartani
- a készüléket folyamatos mozgásban kell tartani az égési sérülés elkerülése érdekében

A kezelőfej fém alkatrészt tartalmaz, ezért fémallergia esetén a készülék használata nem ajánlott.

Nem vagy biztos benne, hogy számodra megfelelő?

Amennyiben nem vagy biztos benne, hogy a készülék alkalmazása számodra megfelelő, kérjük vásárlás előtt egyeztess szakértőinkkel.

Telefon: +36 70 364 04 66

Email: info@vitee.hu