

DermaGene® Microluxe 4in1

Biztonságos használat – szakmai összefoglaló

DermaGene® Microluxe 4in1 elektrokozmetikai eszköz, amelyet otthoni használatra terveztek. A biztonságos és felelős alkalmazás érdekében fontos, hogy bizonyos egészségügyi állapotok fennállása esetén a készülék használata nem javasolt. Az alábbi összefoglaló célja a tájékoztatás és a tudatos döntés támogatása.

Mikor nem ajánlott a készülék használata?

- pacemaker vagy beültetett defibrillátor
- fémimplantátum jelenléte a kezelendő területen
- szívbetegség vagy szívpanaszok
- magas vagy alacsony vérnyomás
- trombózis
- epilepszia
- daganatos megbetegedés (jelenleg vagy kórtörténetben)
- autoimmun betegség
- krónikus vagy szisztémás betegség
- cukorbetegség
- véralvadási zavar vagy túlzott vérzékenység
- terhesség vagy szoptatás ideje alatt
- lázas vagy fertőző betegség esetén

Mikor nem alkalmazható a készülék?

A készülék kizárólag egészséges, ép bőrfelületen alkalmazható. Nem használható:

- sérült, sebes vagy hólyagos bőrfelületen
- fertőzött bőrfelületen
- ekcémás, pikkelysömörös vagy irritált bőrön
- erősen gyulladt, aknés bőrfelületen
- herpesz vagy egyéb bőrfertőzés esetén
- rendellenes bőrterületen vagy bőrbetegség fennállásakor
- kiálló anyajegyen

Fontos szakmai megjegyzések

A kezelőfej fém alkatrészt tartalmaz, ezért fémallergia esetén a készülék használata nem ajánlott.

A készülék használata során kiemelten fontos a megfelelő higiénia. A kezelőfejet minden használat előtt és után fertőtleníteni kell, és kizárólag tiszta bőrfelületen alkalmazható.

A túl gyakori vagy nem megfelelő használat bőrirritációt és sérülést okozhat, ezért a kezelések között megfelelő regenerációs idő biztosítása szükséges.

Nem vagy biztos benne, hogy számodra megfelelő?

Amennyiben nem vagy biztos benne, hogy a készülék alkalmazása számodra megfelelő, kérjük vásárlás előtt egyeztess szakértőinkkel.

Telefon: +36 70 364 04 66

Email: info@vitee.hu