

# DermaGene® MagicLift 4in1

## Biztonságos használat – szakmai összefoglaló

DermaGene® MagicLift 4in1 elektrokozmetikai eszköz, amelyet otthoni használatra terveztek. A biztonságos és felelős alkalmazás érdekében fontos, hogy bizonyos egészségügyi állapotok fennállása esetén a készülék használata nem javasolt. Az alábbi összefoglaló célja a tájékoztatás és a tudatos döntés támogatása.

### Mikor nem ajánlott a készülék használata?

- pacemaker vagy beültetett defibrillátor
- fémimplantátum jelenléte a kezelendő területen
- szívbetegség vagy szívpanaszok
- magas vagy alacsony vérnyomás
- trombózis
- epilepszia
- daganatos megbetegedés (jelenleg vagy kórtörténetben)
- autoimmun betegség
- krónikus vagy szisztémás betegség
- cukorbetegség
- véralvadási zavar vagy túlzott vérzékenység
- terhesség vagy szoptatás ideje alatt
- lázas vagy fertőző betegség esetén

### Mikor nem alkalmazható a készülék?

A készülék kizárólag egészséges, ép bőrfelületen alkalmazható. Nem használható:

- sérült, sebes vagy hólyagos bőrfelületen
- fertőzött bőrfelületen
- ekcémás, pikkelysömörös vagy irritált bőrön
- erősen gyulladt, aknés bőrfelületen
- herpesz vagy egyéb bőrfertőzés esetén
- rendellenes bőrterületen vagy bőrbetegség fennállásakor
- kiálló anyajegyen
- rosaceával vagy visszértágulattal érintett területen

### Fontos szakmai megjegyzések

A kezelőfej fém alkatrészt tartalmaz, ezért fémallergia esetén a készülék használata nem ajánlott.

**Nem vagy biztos benne, hogy számodra megfelelő?**

Amennyiben nem vagy biztos benne, hogy a készülék alkalmazása számodra megfelelő, kérjük vásárlás előtt egyeztess szakértőinkkel.

Telefon: +36 70 364 04 66

Email: [info@vitee.hu](mailto:info@vitee.hu)