

DermaGene® CelluLift 5in1

Biztonságos használat – szakmai összefoglaló

DermaGene® CelluLift 5in1 elektrokozmetikai eszköz, amelyet otthoni használatra terveztek. A biztonságos és felelős alkalmazás érdekében fontos, hogy bizonyos egészségügyi állapotok fennállása esetén a készülék használata nem javasolt. Az alábbi összefoglaló célja a tájékoztatás és a tudatos döntés támogatása.

Mikor nem ajánlott a készülék használata?

- terhesség és szoptatás ideje alatt
- daganatos megbetegedés esetén (kezelés csak több év tünetmentesség után)
- pacemaker vagy szívprobléma fennállása esetén
- krónikus vagy szisztémás betegségek esetén
- 1-es típusú cukorbetegség
- autoimmun betegség vagy immunszuppresszív kezelés
- trombózis vagy trombózisra való hajlam
- véralvadási zavarok
- szteroidos kezelés alatt
- lázas állapot, akut fertőzés (bakteriális vagy vírusos)
- súlyos neurológiai vagy izomeredetű betegségek
- előrehaladott érrendszeri problémák
- nyirok- vagy keringési betegségek

Mikor nem alkalmazható a készülék?

- gyulladt, fertőzött, sérült vagy irritált bőrfelületen
- ekcéma, herpesz, seb, égési sérülés esetén
- visszérrel vagy érproblémákkal érintett területen
- műtét után az adott területen (kb. 3 hónapig)
- fémimplantátum felett
- kiemelkedő anyajegyek és tetoválások közvetlen kezelésére
- hajszálértágulatok, pókhálónénak esetén vákuum használata nem javasolt

Fontos szakmai megjegyzések

A készülék kizárólag olajos közeggel használható, gélek vagy sűrű krémek alkalmazása nem javasolt, mert eltömíthetik a vákuum rendszert.

A kezelőfejet folyamatos mozgásban kell tartani, egy ponton tartani tilos, mert bevérzést vagy bőrsérülést okozhat. A kezelés során mindig alacsony intenzitással kell kezdeni, majd fokozatosan emelni.

A kezelőfej fém alkatrészt tartalmaz, ezért fémallergia esetén a készülék használata nem ajánlott.

DermaGene® CaviHome

Biztonságos használat – szakmai összefoglaló

DermaGene® CaviHome elektrokozmetikai eszköz, amelyet otthoni használatra terveztek. A biztonságos és felelős alkalmazás érdekében fontos, hogy bizonyos egészségügyi állapotok fennállása esetén a készülék használata nem javasolt. Az alábbi összefoglaló célja a tájékoztatás és a tudatos döntés támogatása.

Mikor nem ajánlott a készülék használata?

- terhesség vagy szoptatás ideje alatt
- menstruáció első három napján hasi területen
- szívbetegség, pacemaker esetén
- magas vérnyomás
- cukorbetegség
- epilepszia
- daganatos megbetegedés
- hormonterápia alatt
- krónikus vagy szisztémás betegség fennállásakor
- súlyos külső sérülés esetén
- csontos területeken fokozott óvatosság szükséges

Mikor nem alkalmazható a készülék?

- sérült, hólyagos, beteg vagy gyulladt bőrfelületen
- heges, erősen aknés vagy ekcémás bőrön
- fémimplantátum vagy fém jelenléte esetén a kezelendő területen
- szem és szív környékén
- arcon
- 1,5 cm-nél vékonyabb zsírréteg esetén

Fontos szakmai megjegyzések

A kezelés kizárólag megfelelő vastagságú zsírrétegen alkalmazható. A kezelőfejet folyamatos mozgásban kell tartani, vezető gél használata kötelező, és egy alkalommal a kezelési idő nem haladhatja meg a 40 percet.

A kezelőfej fém alkatrészt tartalmaz, ezért fémallergia esetén a készülék használata nem ajánlott.

Nem vagy biztos benne, hogy számodra megfelelő?

Amennyiben nem vagy biztos benne, hogy a készülék alkalmazása számodra megfelelő, kérjük vásárlás előtt egyeztess szakértőinkkel.

Telefon: +36 70 364 04 66 Email:
info@vitee.hu